



## J4-PF

SATTGELBE

**GUSS**LEGIERUNG

### Indikation:

Teleskope, kombinierte Arbeiten, Kronen, Brücken und wärmebehandelt In-/ Onlays

### Zusammensetzung:

Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Andere Metalle
72,5	2,8	-	10,2	13,5	Zn, In, Ir

Dichte	15,9		
Vorwärmtemperatur	650		
Gießtemperatur	1000-1050		
Schmelzintervall	880-910		
Lot	Preci-Lot 830		
Arbeitstemperatur	830		
<b>Phys.-Eigenschaften</b>	Nach dem Guss	ausgehärtet	wärmebehandelt
Härte (HV5)	230	255	175
Bruchdehnung	18	18	40
0,2 % Dehngrenze	630	640	395
Max. Zugfestigkeit	700	725	530

**Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf der jeweiligen Verarbeitungsanleitung!**

Die Messungen erfolgten nach DIN EN ISO 1562

Jensen Dental Inc. 

50 Stillman Road

North Haven, CT 06473 (USA)

info@jensendental.com | www.jensendental.com  0344

Jensen GmbH  
Gustav-Werner-Straße 1  
D-72555 Metzingen

Telefon 0800-8573230  
info@jensendental.de  
www.jensendental.de

 **JENSEN**  
DENTAL